

VIROCID

DEKLARATION

INDEHOLDER

Glutaraldehyd – kvaternære ammonium-forb.

Alkyldimethylbenzylammoniumclorid
– Didecyldimethylammoniumclorid
Isopropylalkohol – Komplexdanner Non-ioniske
tensider

ANVENDELSE

Til desinfektion af stalde uden dyr, inventar,
maskiner, redskaber, udstyr og transportmateriel.

FORDELE

Meget bredspektret desinfektionsmiddel med
veldokumenteret effekt. Bemærk den lave
dosering, hvilket gør VIROCID meget økonomisk
i brug (52,2% aktivt stof). Anvendes til
fladedesinfektion, dyppedesinfektion, varme-
og koldtågedesinfektion. Skummer ved brug
med skumlanse/pistol som synliggør
behandlede områder. Markedets mest
koncentrerede produkt. Bred dokumentation
på bakterier, svampe, sporer og virus.

SPECIFIKATION

Vægtfylde: 1,005 g/cm³
Lugt af: glutaraldehyd
Frysepunkt: -10°
Emballage: 10 – 60 – 600 ltr
pH-konc. 2,5 – 3,5
Udseende: farveløs

BRUGSANVISNING

Overfladedesinfektion: 0,5% ved almindelig
desinfektion og 1% ved højt smittetryk. 10 ltr
brugsopløsning rækker til 50-75 m² overflade.
Skal der desinficeres i under 4 grader C,
anbefales altid KickStart til desinfektionen.
Varmtågedesinfektion: 25% (1 liter Virocid til
3 liter vand). Denne brugsopløsning rækker til
500 m³. Anvend velegnet varmetågeaggregat.
Koldtågedesinfektion: ved 500 m³/20 my, 0,5 ltr
Virocid + 20 ltr vand. Rengør altid udstyr med
vand efter brug. Brug lovbealet sikkerhedsudstyr
ifølge sikkerhedsdatabladet.

Godkendt af Fødevarestyrelsen, jour.
nr. 2010-20-5409-00139