



KENOSTART DYP

DEKLARATION

Indeholder: Aktiveret jod og glycerin, sorbitol, Lanolin.

ANVENDELSE

Pattedyp umiddelbart efter hver malkning. Pattedyp særdeles god ved goldningsfasen.

FORDELE

KENOSTART DYP er en særdeles effektiv joddyp, som virker godt mod bakterier og virus. Indeholder blødgørende midler som glycerin, sorbitol og Lanolin. KENOSTART DYP kan anvendes mod falske kokopper og herpes (sommersår). KENOSTART DYP er god til problemkøer og omkring goldningsfasen (dyp ved goldning min. 3 gange à 2 dage efter sidste malkning).

Overholder de påkrævede europæiske krav, EN krav EN 1040 og EN 1656.

SPECIFIKATIONER

Vægtfylde: 1,030 g/cm³
Karakteristisk jodlugt
Frysepunkt: 0°
Emballage: 20, 200 liter
pH: 4,0 – 6,0
Udseende: Mørkebrun

BRUGSANVISNING

Anvendes som pattedyp efter hver malkning. KENOSTART DYP er klar til brug.

TILBEHØR

Pumpe – litermål – tappehane – dypbæger.

Godkendt af fødevarestyrelsen j. nr. 2004-20-5409-00384.

