

Bovikalc

Diætetisk foder til køer

Produktanvendelse

1. Bovikalc indgives med indgiver.
2. Bovikalc boli bør opbevares i plastikrørene til umiddelbart før anvendelse, da de er følsomme overfor luftfugtighed.
Hvis bolusen går i stykker eller mister fedtlaget, skal den kasseres.
3. Bovikalc må ikke anvendes til liggende køer eller køer med kliniske symptomer på mælkefeber, da synkereflexen kan være påvirket.
4. Det er vigtigt, at de anførte intervaller mellem doseringerne overholdes.
5. Det anbefales at konsultere en ernæringsekspert inden brug.

Produktorientering

1. Hver bolus indeholder 43 g calcium heraf 71% calciumchlorid og 29% calciumsulfat.
2. Bovikalc indeholder ikke magnesium, natrium og fosfor.



Vitfoss

Bovicalc

Diætetisk foder til køer

Indhold:

22,2 % Calcium

32,0 % Vand

Hver bolus indeholder 43 g calcium heraf 71% calciumchlorid og 29% calciumsulfat.

Bovicalc indeholder ikke magnesium, natrium og fosfor.

Komposition:

Calciumchlorid, calciumsulfat, mono- og diglycerider af spisefedtsyrer forestret med eddikesyre.

Tilsætningsstoffer:

Information kan rekvireres hos leverandøren.

Doseringsvejledning:

Forebyggende behandling til køer med risiko for mælkefeber (4 boli):

Den første bolus gives, når koen viser tegn på nært forestående kælvning.

Anden bolus umiddelbart efter kælvning.

Tredje bolus 12-15 timer efter kælvning.

Fjerde bolus 24-30 timer efter kælvning.

Efterbehandling ved mælkefeber (2 boli)

Første bolus gives 2-3 timer efter behandling med kalk i blodet.

Anden bolus 12-15 timer senere.

Korrekt brug af bolusindgiver:

1. Anbring en bolus i bolusindgiveren. Den runde ende skal pege fremad.
 2. Køens hoved holdes højt og munden åbnes med den ene hånd. Med den anden hånd indføres bolusindgiveren forsigtigt i køens mund med retning mod svælget.
 3. Der vil henover tungen være en vis modstand, men bolusen skal først frigives - ved et tryk på stemplet - når bolusindgiveren er ført så langt ind i munden som muligt.
 4. Bolusindgiveren kan trækkes ud af munden.
-

Opbevaring og holdbarhed:

I originalemballagen ved max. 30°C.

Pakningsstørrelse:

4 boli á 192 g